

BLACKROLL®

**COMPRESSION
BOOTS**



Sicherheitshinweise

- a Produkt nur an den Beinen verwenden.
- a Nicht mit offenen Wunden an Beinen oder Füßen verwenden.
- a Lüftungsschlitze an Steuerungseinheit nicht abdecken.
- a Keine spitzen Gegenstände in der Nähe des Produkts aufbewahren.
- a Nicht während des Schlafens verwenden.
- a Nicht in der Nähe von Mikrowellen oder anderen Hochfrequenz-Geräten verwenden.
- a Bei Schmerzen oder anderen Kontraindikationen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt konsultieren.
- a Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie jegliche Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres müssen bei Benutzung beaufsichtigt werden.
- a Keine elektrisch leitenden Gegenstände in die Öffnungen des Geräts stecken.
- a Nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen ohne Rücksprache mit dem Arzt verwenden.
- a Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- a Flüssigkeiten von den Lüftungsschlitzen und den Bedientasten fernhalten.
- a Das Gerät von Wärmequellen, Kindern und Haustieren fernhalten.
- a Das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.
- a Sollte dennoch Feuchtigkeit in das Gerät eindringen, das Gerät sofort ausschalten und gegebenenfalls den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- a Keine Schrauben entfernen und nicht versuchen das Gerät auseinander zu bauen.
- a Das Gerät nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben.
- a Bei Zweckentfremdung entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Kontraindikationen

Grundsätzlich gibt es harte Indikationen, welche die Anwendung mit dem Gerät ausschließen sowie Kontraindikationen, bei denen individuell entschieden werden muss, ob eine Anwendung erfolgen kann bzw. darf. Sollten einer oder mehrere dieser Punkte auf dich zutreffen, halte bitte zunächst unbedingt Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt:

- a Rötung
- a Schwellung
- a Akuter Schmerz
- a Osteoporose
- a Einnahme von gerinnungshemmenden (blutverdünnenden) Medikamenten
- a Offene, entzündete oder infizierte Hautoberflächen
- a Frische Frakturen
- a Verstärkte Blutungsneigung, Neigung zu Hämatombildung (Bildung von Blutergüssen)
- a Embolieneigung
- a Herzschrittmacher (HSM, engl. Pacemaker, PM)
- a Fibromyalgie
- a Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- a Gelenkersatz
- a Tumorerkrankungen
- a Schwangerschaft
- a Akutes Lungenödem
- a Akute Thrombophlebitis
- a Akute Infektionen
- a Akute kongestive Herzinsuffizienz
- a Tiefe Venenthrombose
- a Episoden von Lungenembolie



Gebrauchsanweisung

- A** Statusanzeige Akku
- B** Wechseln des Akkus
- C** Massage Modus
- D** An/Aus-Schieber
- E** Power Taste
- F** Druckanzeige
- G** Ladezustand
- H** USB-C Anschluss

1. Vor dem Betrieb

- a. Prüfe alle Teile auf Beschädigungen.

- b. Die BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS bestehen aus einem linken und einem rechten Boot. Beide Boots verfügen über eine eigene Steuereinheit. Lade die beiden Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Hierzu kannst du die Akkus durch Betätigen der Taste B (Wechseln des Akkus) von der Steuereinheit lösen. An der Unterseite der Akkus befindet sich ein USB-C Anschluss, den du mit dem mitgelieferten Ladekabel verbinden kannst.

Verwende ein herkömmliches USB 5V-2A Netzteil, um die Akkus an die Steckdose anzuschließen und aufzuladen (Ladedauer: ca. 1,5h). Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle 4 LEDs am Akku dauerhaft leuchten.

Der Akku muss wieder geladen werden, wenn die erste LED während des Betriebs blinkt. Möchtest du zwischendurch den Akkustand überprüfen, kannst du dies durch Gedrückthalten der Taste G (Ladezustand) tun. Jede leuchtende LED entspricht 25% Akkuladung.

2. Inbetriebnahme

- a. Öffne die Reißverschlüsse und lege beide Boots nacheinander an den Beinen an. Achtung: Während des Betriebs, müssen alle Reißverschlüsse immer vollständig geschlossen sein. Suche dir für die Anwendung eine bequeme Position im Sitzen oder Liegen. Zur Überprüfung der Funktion können die Boots einmal ohne Beine darin aufgepumpt werden. Anschließend bitte immer an den Beinen verwenden. Leerbefüllungen reduzieren die Lebensdauer von Boots und Pumpe.
- b. Steuereinheit starten: Um eine der Steuereinheiten zu starten, musst du den An/Aus-Schieber (D) an der Seite einer Einheit auf die On-Position legen. Ist das Gerät eingeschaltet, leuchten Statusanzeige Akku (A) und Power Taste (E). Führe diesen Vorgang nacheinander an beiden Steuereinheiten aus. Die beiden Geräte stellen nun automatisch eine Kopplung her. Anschließend kann die Bedienung über eine der Steuereinheiten erfolgen. Die Steuereinheit, die nach der Kopplung zur synchronen Bedienung beider Einheiten verwendet werden kann, erkennst du an einer langsam blinkenden Power-Taste.
- c. Kopplung manuell herstellen: Sollten die beiden Geräte sich nicht automatisch finden, kannst du die Kopplung manuell herstellen. Halte dafür die Power Taste

(E) an einer Steuereinheit für mindestens 5sek gedrückt. Du erkennst den Start des Kopplungsprozesses, wenn die Druckanzeige beginnt auf- und abzulaufen. Sobald dieser Zustand an einer Einheit hergestellt wurde, wiederhole den Vorgang an der zweiten. Es spielt dabei keine Rolle, mit welcher Seite du startest. Ist die Kopplung abgeschlossen, leuchten die Druckanzeigen wieder normal. Die Steuereinheit, die nach der Kopplung zur gleichzeitigen Bedienung beider Einheiten verwendet werden kann, erkennst du an einer langsam blinkenden Power Taste (E).

- d. Einstellen des Massage-Modus: Der Massage-Modus bestimmt die Reihenfolge, in der die fünf Luftkammern befüllt werden und, wie lange der Druck darin gehalten wird. Über die Massage Modus Taste (C) kannst du zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Jeder Modus besitzt eine andere Farbe, die über die Power Taste (E) angezeigt wird. Mehr Informationen zu den Modi findest du unter „Massage Modus“.
- e. Massage starten oder beenden: Betätige zum Starten der Kompressionsmassage kurz die Power Taste (E). Zum Beenden der Massage kannst du die Power Taste (E) für 2 Sekunden gedrückt halten oder den An/Aus Schieber (D) auf die Off Position legen.
- f. Einstellen der Druck-Intensität: Du hast die Möglichkeit, fünf verschiedene Druckstufen zu verwenden. Die Intensität wird in der medizinischen Druckeinheit mmHg gemessen. Jeder Strich auf der Druckanzeige entspricht 25mmHg (20/45/70/95/120mmHg). Um die Intensität zu erhöhen oder zu senken, kannst du während des Betriebs die Power Taste (E) nutzen. Betätige diese kurz, um die Intensität anzupassen.
- g. Im Notfall oder zur Beendigung deiner Session: Indem du den An/Aus Schieber (D) an der Seite auf Off stellst, wird sofort Druck abgelassen. Verwende diese Funktion in Not-Situationen oder wenn du die Boots wieder verstauen möchtest.

Allgemeiner Hinweis: Wechselst du während des Betriebs die Druck-Intensität oder den Massage Modus, kann es bis zu 60sek dauern, bis bei beiden Steuereinheiten die Anzeige übereinstimmt.

Anwendung

Die BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS können verwendet werden, um Muskelkater vorübergehend zu lindern und temporär die Durchblutung in den Beinen und Füßen zu erhöhen. Die Anwendung ist sowohl vor als auch nach dem Sport möglich oder generell für die Erholung müder Beine geeignet. Zur Aktivierung der Muskulatur empfehlen wir Sessions von 10-30min. Für die Regeneration (z.B. nach dem Sport) solltest du die Boots mindestens 30min anwenden. Die maximale Anwendungsdauer hängt von deinem persönlichen Empfinden ab.

Massage Modus

Die drei Massage Modi sind auf eine Standardzeit von 30min programmiert. Wenn du die Anwendungsdauer verlängern möchtest, betätige nach 30min erneut die Power Taste (E). Vor Beginn jedes Massage Modus, wird ein Vor-Aufblaszyklus beider Boots durchgeführt. Dabei stellen sich die Boots auf deinen Beindurchmesser ein.

Die verschiedenen Massage Modi funktionieren ähnlich einer Lymphdrainage durch einen professionellen Physiotherapeuten. Die fünf Luftkammern erzeugen in bestimmten Abfolgen eine Kompression mit anschließender Entspannung, immer beginnend von den Füßen zur Körpermitte hin. Nach Erreichung der obersten Kammern und damit dem Abschluss eines Zyklus, gibt es eine kurze Ruhephase. Im Anschluss beginnt der Zyklus von vorne. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Standardzeit von 30min erreicht ist.

Blauer Massage Modus

Das blaue Programm ist das Standardprogramm für Regeneration. Die Kammern füllen sich von unten nach oben nacheinander mit Luft. Erst wenn die letzte Kammer gefüllt ist, entleeren sich die Kammern wieder.

Dieses Programm ist besonders effektiv, um den Abtransport von angestauter Flüssigkeit und Laktat zu unterstützen.

Empfohlene Dauer: 30-60 Minuten

Grüner Massage Modus

Beim grünen Modus füllt sich die unterste Kammer 4-mal pulsierend und dann wird die Luft gehalten. Danach geht es weiter mit der zweiten, dritten und vierten Kammer. Sobald die vierte Kammer gefüllt ist, entleert sich die erste Kammer und es füllt sich die fünfte Kammer. Im Anschluss entleeren sich alle Kammern.

Dieses Programm ist besonders effektiv, um die Durchblutung zu erhöhen. Du kannst diesen Massage Modus sowohl nach einem Training als auch davor verwenden.

Empfohlene Dauer: 15-60 Minuten

Gelber Massage Modus

Beim gelben Modus befüllen sich nacheinander die ersten drei Kammern. Im Anschluss entlüftet sich die erste und die vierte füllt sich. Anschließend füllt sich die fünfte und es entleert sich die dritte. Im Anschluss entleeren sich alle Kammern und füllen sich nacheinander wieder auf.

Dieses Programm kombiniert die Eigenschaften des grünen und blauen Modus in einem. Das macht es zu einem vielseitig einsetzbaren Programm.

Empfohlene Dauer: 30-60 Minuten

Reinigung

Reinige den Akku nicht während des Ladevorgangs. Verwende zum Reinigen des Geräts kein Wasser, sondern lediglich ein feuchtes Tuch. Verwende keine ätzenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Textilteile sind nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet.

Technische Angaben

Akku:	Wiederaufladbarer und entnehmbarer 1000mAh Lithium-Ionen-Akku
Laden:	USB-C Ladebuchse
Nennspannung:	DC7.4V
Nennstrom:	25W
Druck:	20-120mmHg
Netto Gewicht:	2.5kg (pro Paar)
Standby :	60min (bei mittlerem Drucklevel)
Akku Ladedauer:	1,5h
Geräusch Level:	≤55dB

Entsorgung

Das Gerät enthält Elektronikkomponenten und einen Akku. Es darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Haftungsausschluss

Das Gerät wird auf eigenes Risiko für Übungen verwendet. Empfohlen wird, sich von einem Physiotherapeuten, Manualtherapeuten, Masseur oder Facharzt beraten zu lassen, wenn stärkere Schmerzen vor oder nach der Selbstmassage oder wiederkehrende Verletzungen auftreten.

Gewährleistung

Der Verkäufer gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher ist, gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Dauer von 2 Jahren vom Kauf der Sache an die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungspflichten des Verkäufers sind zunächst auf die Nacherfüllung beschränkt, wobei es dem Verkäufer nach dessen Wahl freisteht, eine mangelfreie Sache zu liefern oder die mangelhafte Sache zu reparieren. Bei erfolgloser Nacherfüllung stehen dem Käufer die weiteren gesetzlichen Ansprüche zu. Der Verkäufer lehnt Gewährleistungsansprüche ab für Schäden, die durch Unfall, offensichtlich fehlerhafte Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäßen Transport entstanden sind; die durch Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal eingetreten sind; die durch eine nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung entstandene Nutzung und Gebrauch eingetreten sind; die auf einen nicht sachgerechten Umgang mit der Kaufsache zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls unberührt bleibt die Haftung für Pflichtverletzungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung solcher Vertragspflichten haftet der Verkäufer nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.



Safety Instructions

- a Use product on legs only.
- a Do not use with open wounds on legs or feet.
- a Do not cover ventilation slots on control unit.
- a Do not keep sharp objects near the product.
- a Do not use while sleeping.
- a Do not use near microwaves or other high-frequency devices.
- a In case of pain or other contraindications, stop use immediately and consult a doctor.
- a Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and any person under the age of 18 must be supervised during use.
- a Do not insert electrically conductive objects into the openings of the device.
- a Do not use as an aid or substitute for medical treatment without consulting a doctor.
- a Do not immerse the appliance in water.
- a Keep liquids away from the ventilation slots and the control buttons.
- a Keep the appliance away from heat sources, children and pets.
- a Protect the unit from moisture, dust, aggressive liquids and vapours.
- a If moisture enters the unit, switch it off immediately and, if necessary, unplug it from the mains.
- a Do not remove any screws or attempt to disassemble the unit.
- a Do not pass the unit on to third parties without the operating instructions.
- a Any misuse will invalidate the warranty.

Contraindications

Essentially there are hard indications that exclude the use of the device and contraindications in which a decision has to be made in each individual case whether the device should be used or not. Should you have one or more of the conditions listed below, please consult your doctor before using the device:

- a Redness
- a Swelling
- a Acute pain
- a Osteoporosis
- a Taking anticoagulant (blood thinning) medication
- a Open, inflamed or infected skin surfaces
- a Fresh fractures
- a Increased bleeding tendency, tendency to haematoma formation (formation of bruises)
- a Tendency to embolism
- a Pacemakers (HSM, PM)
- a Fibromyalgia
- a Rheumatic diseases
- a Joint replacement
- a Tumour diseases
- a Pregnancy
- a Acute pulmonary oedema
- a Acute thrombophlebitis
- a Acute infections
- a Acute congestive heart failure
- a Deep vein thrombosis
- a Episodes of pulmonary embolism



Instructions for use

- A** Battery status display
- B** Changing the battery
- C** Message mode
- D** On/off slider
- E** Power button
- F** Pressure indicator
- G** Charging status
- H** USB-C connection

1. Before operation

- a. Check all parts for damage.

- b. The BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS consist of a left and a right boot. Both boots have their own control unit. Fully charge both batteries before using them for the first time. To do this, you can detach the batteries from the control unit by pressing the B button (change battery). There is a USB-C port on the bottom of the batteries that you can connect with the supplied charging cable. Use a conventional USB 5V-2A power supply to connect the batteries to the mains and charge them (charging time: approx. 1.5 h). If use a power supply less than 2A, the charging time will be longer. The battery is fully charged when all 4 LEDs on the battery light up continuously.

The battery must be recharged when the first LED flashes during operation. If you want to check the battery status in between, you can do so by holding down the G key (charge status). Each lit LED corresponds to 25% battery charge.

2. Start operation

- a. Open the zips and put both boots on the legs one after the other. Caution: During operation, all zips must always be fully closed. Find a comfortable position for use, either sitting or lying down. To check the function, the boots can be inflated once without the legs in them. Afterwards, please always use them with the legs. Empty inflations reduce the life span of the boots and the pump.
- b. Starting the control unit: To start one of the control units, move the on/off slider (D) on the side of a unit to the on position. When the unit is on, the battery status indicator (A) and power button (E) will light up. Perform this procedure on both control units one after the other. The two units will now pair automatically. Afterwards, operation can be carried out via one of the control units. You can recognise the control unit that can be used for synchronous operation of both units after pairing by a slowly flashing power button.
- c. Establish pairing manually: If the two units do not find each other automatically, you can pair them manually. To do this, hold down the power button (E) on a control unit for at least 5 seconds. You will recognise the start of the pairing process when the pressure display starts to run up and down. As soon as this state has been established on one unit, repeat the process on the second. It does not matter which side you start with. When the pairing is complete, the pressure

indicators will light up normally again. The control unit that can be used to operate both units simultaneously after pairing is indicated by a slowly flashing power button (E).

- d. Setting the massage mode: The massage mode determines the order in which the five air chambers are filled and how long the pressure is maintained in them. The massage mode button (C) allows you to choose between three different modes. Each mode has a different colour, which is displayed via the power button (E). For more information on the modes, see „Massage modes“.
- e. Start or stop massage: Press the power button (E) briefly to start the compression massage. To stop the massage, press and hold the power button (E) for 2 seconds or move the on/off slider (D) to the off position.
- f. Adjusting the pressure intensity: You have the possibility to use five different pressure levels. The intensity is measured in the medical pressure unit mmHg. Each bar on the pressure display corresponds to 25mmHg (20/45/70/95/120mmHg). To increase or decrease the intensity, you can use the power button (E) during operation. Press it briefly to adjust the intensity.
- g. In case of emergency or to end your session: Setting the On/Off slider (D) on the side to Off will release pressure immediately. Use this function in emergency situations or when you want to store the boots again.

General note: If you change the pressure intensity or massage mode during operation, it may take up to 60 seconds for the display of both control units to match.

Application

The BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS can be used to temporarily relieve sore muscles and temporarily increase circulation in the legs and feet. The application is possible both before and after sports or for general recovery of tired legs. To activate the muscles, we recommend sessions of 10-30min. For regeneration (e.g. after sport) you should use the Boots for at least 30 minutes. The maximum duration of use depends on your personal feeling.

Massage modes

The three massage modes are programmed for a standard time of 30 minutes. If you want to extend the application time, press the power button (E) again after 30 minutes. Before the start of each massage mode, a pre-inflation cycle of both boots is performed. The boots will adjust to your leg diameter.

The different massage modes work similar to a lymphatic drainage by a professional physiotherapist. The five air chambers create a compression with subsequent relaxation in specific sequences, always starting from the feet towards the centre of the body. After reaching the uppermost chambers and thus completing a cycle, there is a short rest phase. The cycle then starts again from the beginning. This process is repeated until the standard time of 30 minutes is reached.

Blue massage mode

The blue program is the standard program for regeneration. The chambers fill with air one after the other from bottom to top. Only when the last chamber is filled do the chambers empty again.

This program is particularly effective in supporting the removal of accumulated fluid and lactate.

Recommended duration: 30-60 minutes

Green massage mode

In green mode, the lowest chamber fills pulsating 4 times and then the air is held. Then it continues with the second, third and fourth chambers. Once the fourth chamber is filled, the first chamber empties and the fifth chamber fills. Subsequently, all chambers empty.

This program is especially effective for increasing blood circulation. You can use this massage mode both after a workout and before.

Recommended duration: 15-60 minutes

Cleaning

Do not clean the battery while it is charging. Do not use water to clean the device, only a damp cloth. Do not use corrosive cleaning agents or solvents. Textile parts are not suitable for washing in a washing machine.

Technical specifications

Battery:	Rechargeable and removable 1000mAh lithium-ion battery.
Charging:	USB-C charging socket
Rated voltage:	DC7.4V
Rated current:	25W
Pressure:	20-120mmHg
Net weight:	2.5kg (per pair)
Standby :	60min (at medium pressure level)
Battery charging time:	1.5h
Noise level:	≤55dB

Disclaimer

The unit is used for exercise at your own risk. It is recommended that you seek advice from a physiotherapist, manual therapist, masseur or medical specialist if you experience severe pain before or after self-massage or recurrent injuries.

Disposal

The unit contains electronic components and a battery. It must not be disposed of in normal household waste. All electrical and electronic equipment must be disposed of at government designated sites.

Warranty

The seller grants the buyer, if he is a consumer, the statutory warranty in accordance with the legal requirements for a period of 2 years from the purchase of the item. The Seller's warranty obligations shall initially be limited to subsequent performance, whereby the Seller shall be free to choose whether to deliver a defect-free item or to repair the defective item. If subsequent performance is unsuccessful, the buyer shall be entitled to the further statutory claims. The seller rejects warranty claims for damage caused by accident, obviously incorrect use, misuse or improper transport; which occurred as a result of repairs carried out by unauthorised personnel; which occurred as a result of use and handling not in accordance with the operating instructions; which occurred as a result of improper handling of the purchased item. Furthermore, claims for damages by the purchaser are excluded. Excluded from this are claims for damages by the buyer arising from injury to life, limb or health as well as liability for other damages based on an intentional or grossly negligent breach of duty by the seller, his legal representatives or vicarious agents. Also unaffected is the liability for breaches of duty, the fulfilment of which makes the proper execution of the contract possible in the first place and on the observance of which the buyer may regularly rely. In the event of a slightly negligent breach of such contractual obligations, the Seller shall only be liable for the foreseeable damage typical for the contract, unless it is a matter of claims for damages by the Customer arising from injury to life, limb or health.



Consignes de sécurité

- a Utilisez le produit sur les jambes uniquement.
- a Ne pas utiliser en cas de plaies ouvertes sur les jambes ou les pieds.
- a Ne pas couvrir les fentes de ventilation de l'unité de commande.
- a Ne pas garder d'objets tranchants à proximité du produit.
- a Ne pas utiliser pendant le sommeil.
- a Ne pas utiliser à proximité de micro-ondes ou d'autres appareils à haute fréquence.
- a En cas de douleur ou d'autres contre-indications, arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.
- a Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et toute personne âgée de moins de 18 ans doivent être surveillées pendant l'utilisation.
- a Ne pas insérer d'objets conducteurs d'électricité dans les ouvertures de l'appareil.
- a Ne pas utiliser comme aide ou substitut à un traitement médical sans consulter un médecin.
- a Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- a Tenez les liquides éloignés des fentes de ventilation et des boutons de commande.
- a Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des enfants et des animaux domestiques.
- a Protégez l'appareil de l'humidité, de la poussière, des liquides et vapeurs agressifs.
- a Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, éteignez-le immédiatement et, si nécessaire, débranchez-le du secteur.
- a Si nécessaire, débranchez la fiche secteur de la prise.
- a Ne retirez aucune vis et ne tentez pas de démonter l'appareil.
- a Ne transmettez pas l'appareil à des tiers sans le mode d'emploi.
- a Toute utilisation abusive entraîne l'annulation de la garantie.

Contre-indications

En principe, il existe des indications strictes qui excluent l'utilisation de l'appareil ainsi que des contre-indications pour lesquelles l'appareil ne convient pas. et des contre-indications pour lesquelles il faut décider individuellement si le dispositif peut ou non être utilisé. Si un ou plusieurs de ces points s'appliquent à vous veuillez d'abord consulter votre médecin :

- a Rougeur
- a Gonflement
- a Douleur aiguë
- a Ostéoporose
- a Prise de médicaments anticoagulants (fluidifiant le sang)
- a Surfaces cutanées ouvertes, enflammées ou infectées
- a Fractures récentes
- a Tendance accrue aux saignements, tendance à la formation d'hématomes (formation d'ecchymoses)
- a Tendance à l'embolie
- a Pacemakers (HSM, PM)
- a Fibromyalgie
- a Maladies rhumatismales
- a Remplacement d'une articulation
- a Maladies tumorales
- a Grossesse
- a Œdème pulmonaire aigu
- a Thrombophlébite aiguë
- a Infections aiguës
- a Insuffisance cardiaque congestive aiguë
- a Thrombose veineuse profonde
- a Épisodes d'embolie pulmonaire



Mode d'emploi

- A** Affichage de l'état de la batterie
- B** Remplacement de la batterie
- C** Mode de massage
- D** Curseur marche/arrêt
- E** Bouton d'alimentation
- F** Indicateur de pression
- G** État de la charge
- H** Connexion USB-C

1. Avant l'utilisation

- a. Vérifiez que toutes les pièces ne sont pas endommagées.

- b. Les BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS se composent d'un Boot gauche et d'un Boot droit. Les deux Boots ont leur propre unité de commande. Chargez complètement les deux batteries avant de les utiliser pour la première fois. Pour ce faire, vous pouvez détacher les batteries de l'unité de commande en appuyant sur le bouton B (changer de batterie). La partie inférieure des batteries comporte un port USB-C que vous pouvez connecter avec le câble de charge fourni. Utilisez une alimentation USB 5V-2A classique pour connecter les piles au secteur et les charger (temps de charge : environ 1,5 h). La batterie est complètement chargée lorsque les 4 LED de la batterie s'allument en continu. La batterie doit être rechargée lorsque la première LED clignote pendant le fonctionnement. Si vous souhaitez vérifier l'état de la batterie dans l'intervalle, vous pouvez le faire en maintenant la touche G (état de charge). Chaque LED allumée correspond à 25% de charge de la batterie.

2. Démarrage

- a. Ouvrez les fermetures éclair et mettez les deux bottes sur les jambes l'une après l'autre. Attention : Pendant le fonctionnement, toutes les fermetures éclair doivent toujours être complètement fermées. Trouvez une position confortable pour l'utilisation, soit assise ou allongée. Pour vérifier le fonctionnement, les bottes peuvent être gonflées une fois sans les jambes. Ensuite, veuillez toujours les utiliser avec les jambes. Les gonflages à vide réduisent la durée de vie des bottes et de la pompe.
- b. Démarrage de l'unité de contrôle : Pour démarrer l'une des unités de commande, mettez le curseur marche/arrêt (D) situé sur le côté d'une unité en position marche. Lorsque l'unité est en marche, l'indicateur d'état de la batterie (A) et le bouton d'alimentation (E) s'allument. Effectuez cette procédure sur les deux unités de commande l'une après l'autre. Les deux unités se couplent alors automatiquement. Ensuite, vous pourrez utiliser l'une des unités de commande. Vous pouvez reconnaître l'unité de commande qui peut être utilisée pour le fonctionnement synchrone des deux unités après l'appairage par un bouton d'alimentation qui clignote lentement.

- c. Établissez le jumelage manuellement : Si les deux unités ne se trouvent pas automatiquement, vous pouvez les appairer manuellement. Pour ce faire, maintenez le bouton d'alimentation (E) d'une unité de commande enfoncé pendant au moins 5 secondes. Vous reconnaissez le début du processus d'appairage lorsque l'affichage de la pression commence à monter et descendre. Dès que cet état a été établi sur une unité, répétez le processus sur la seconde. Le côté par lequel vous commencez n'a pas d'importance. Lorsque l'appariement est terminé, les indicateurs de pression s'allument à nouveau normalement. L'unité de commande qui peut être utilisée pour faire fonctionner les deux unités simultanément après le jumelage est indiquée par un bouton d'alimentation (E) qui clignote lentement.
- d. Réglage du mode de massage : Le mode de massage détermine l'ordre dans lequel les cinq chambres à air sont remplies et la durée pendant laquelle la pression y est maintenue. Le bouton du mode de massage (C) vous permet de choisir entre trois modes différents. Chaque mode a une couleur différente, qui s'affiche via le bouton d'alimentation (E). Pour plus d'informations sur les modes, voir „Modes de massage“.
- e. Démarrer ou arrêter le massage : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (E) pour démarrer le massage par compression. Pour arrêter le massage, appuyez sur le bouton marche/arrêt (E) pendant 2 secondes ou mettez le curseur marche/arrêt (D) en position arrêt.
- f. Réglage de l'intensité de la pression : Vous avez la possibilité d'utiliser cinq niveaux de pression différents. L'intensité est mesurée dans l'unité de pression médicale mmHg. Chaque barre sur l'affichage de la pression correspond à 25mmHg (20/45/70/95/120mmHg). Pour augmenter ou diminuer l'intensité, vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation (E) pendant le fonctionnement. Appuyez brièvement sur ce bouton pour régler l'intensité.
- g. En cas d'urgence ou pour mettre fin à votre séance : En réglant le curseur marche/arrêt (D) situé sur le côté sur Off, vous libérez immédiatement la pression. Utilisez cette fonction dans les situations d'urgence ou lorsque vous souhaitez stocker à nouveau les bottes.

Remarque générale: si vous modifiez l'intensité de la pression ou le mode de massage pendant le fonctionnement, il peut s'écouler jusqu'à 60 secondes avant que l'affichage des deux unités de commande ne corresponde.

Application

Les BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS peuvent être utilisées pour soulager temporairement les muscles endoloris et augmenter temporairement la circulation dans les jambes et les pieds. L'application est possible avant et après le sport ou pour la récupération générale des jambes fatiguées. Pour activer les muscles, nous recommandons des séances de 10 à 30 minutes. Pour la régénération (par exemple après le sport), vous devez utiliser le Boots pendant au moins 30 minutes. La durée maximale d'utilisation dépend de votre ressenti personnel.

Modes de massage

Les trois modes de massage sont programmés pour une durée standard de 30 minutes. Si vous souhaitez prolonger la durée d'application, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation (E) après 30 minutes. Avant le début de chaque mode de massage, un cycle de pré-gonflage des deux bottes est effectué. Les bottes s'adapteront au diamètre de votre jambe.

Les différents modes de massage fonctionnent comme un drainage lymphatique effectué par un kinésithérapeute professionnel. Les cinq chambres à air créent une compression suivie d'une relaxation dans des séquences spécifiques, en partant toujours des pieds vers le centre du corps. Après avoir atteint les chambres les plus hautes et ainsi terminé un cycle, il y a une courte phase de repos. Le cycle recommence alors depuis le début. Ce processus est répété jusqu'à ce que la durée standard de 30 minutes soit atteinte.

Mode de massage bleu

Le mode bleu est le programme standard pour la régénération. Les chambres se remplissent d'air l'une après l'autre, de bas en haut. Ce n'est que lorsque la dernière chambre est remplie que les chambres se vident à nouveau.

Ce programme est particulièrement efficace pour favoriser l'évacuation des liquides accumulés et du lactate.

Durée recommandée : 30-60 minutes.

Mode de massage vert

En mode vert, la chambre la plus basse se remplit 4 fois par pulsations, puis l'air est retenu. Ensuite, on continue avec la deuxième, la troisième et la quatrième chambre. Dès que la quatrième chambre est remplie, la première chambre se vide et la cinquième chambre se remplit. Enfin, tous les compartiments se vident.

Ce programme est particulièrement efficace pour augmenter la circulation sanguine. Tu peux utiliser ce mode de massage aussi bien après qu'avant un entraînement.

Durée recommandée : 15-60 minutes

Mode de massage jaune

En mode jaune, les trois premiers compartiments se remplissent l'un après l'autre. Ensuite, la première se dégonfle et la quatrième se remplit. Ensuite, la cinquième chambre se remplit et la troisième se vide. Enfin, tous les compartiments se vident et se remplissent à nouveau les uns après les autres.

Ce programme combine les caractéristiques des modes vert et bleu en un seul. Cela en fait un programme polyvalent.

Durée recommandée : 30-60 minutes

Nettoyage

Ne nettoyez pas la batterie pendant qu'elle est en charge. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil, mais uniquement un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou de solvants. Les pièces textiles ne sont pas adaptées au lavage en machine.

Caractéristiques techniques

Batterie :	Batterie lithium-ion 1000mAh rechargeable et amovible.
Chargement :	Prise de charge USB-C
Tension nominale :	DC7.4V
Courant nominal :	25W
Pression :	20-120mmHg
Poids net :	2,5 kg (par paire)
Veille :	60min (à un niveau de pression moyen)
Temps de charge de la batterie :	1,5h
Niveau sonore :	≤55dB

Mise au rebut

L'appareil contient des composants électroniques et une batterie. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Tous les équipements électriques et électroniques doivent être mis au rebut dans des sites désignés par le gouvernement.

Avis de non-responsabilité

L'appareil est utilisé pour l'exercice à vos propres risques. Il est recommandé de demander conseil à un physiothérapeute, un thérapeute manuel, un masseur ou un médecin spécialiste si vous ressentez de fortes douleurs avant ou après l'automassage ou des blessures

Garantie

Le vendeur accorde à l'acheteur, s'il est un consommateur, la garantie légale conformément aux exigences légales pour une période de 2 ans à compter de l'achat de l'article. Les obligations de garantie du vendeur se limitent dans un premier temps à l'exécution ultérieure, le vendeur étant libre de choisir de livrer un bien exempt de défaut ou de réparer le bien défectueux. Si l'exécution ultérieure n'aboutit pas, l'acheteur peut faire valoir les autres droits légaux. Le vendeur rejette les droits à la garantie pour les dommages causés par un accident, une utilisation manifestement incorrecte, une mauvaise utilisation ou un transport inapproprié ; qui sont survenus à la suite de réparations effectuées par du personnel non autorisé ; qui sont survenus à la suite d'une utilisation et d'une manipulation non conformes au mode d'emploi ; qui sont survenus à la suite d'une manipulation inappropriée de l'objet acheté. En outre, les droits à des dommages et intérêts de l'acheteur sont exclus. Sont exclues les demandes de dommages et intérêts de l'acheteur résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ainsi que la responsabilité pour d'autres dommages fondés sur une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations par le vendeur, ses représentants légaux ou ses agents d'exécution. Il n'est pas non plus dérogé à la responsabilité pour les violations d'obligations dont l'accomplissement rend possible l'exécution correcte du contrat et sur lesquelles l'acheteur peut compter régulièrement. En cas de violation par négligence légère de ces obligations contractuelles, le vendeur n'est responsable que du dommage prévisible et typique du contrat, à moins qu'il ne s'agisse de demandes de dommages-intérêts du client résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.

te lopen. Zodra deze toestand op één toestel is bereikt, herhaalt u het proces op het tweede. Het maakt niet uit met welke kant u begint. Wanneer de koppeling is voltooid, gaan de drukindicatoren weer normaal branden. De bedieningseenheid waarmee u na de koppeling beide toestellen tegelijk kunt bedienen, wordt aangegeven door een langzaam knipperende aan/uit-knop (E).

- d. Instellen van de massagemodus: De massagestand bepaalt de volgorde waarin de vijf luchtkamers worden gevuld en hoe lang de druk daarin wordt gehandhaafd. Met de massagemodusknop (C) kunt u kiezen tussen drie verschillende massagestanden. Elke modus heeft een andere kleur, die wordt weergegeven via de aan/uit-knop (E). Zie „Massagestanden“ voor meer informatie over de modus.
- e. Massage starten of stoppen: Druk kort op de aan/uit-knop (E) om de compressiemassage te starten. Om de massage te stoppen, houdt u de aan/uit-knop (E) 2 seconden ingedrukt of zet u de aan/uit-schuifknop (D) in de uit-stand.
- f. Instellen van de drukintensiteit: U heeft de mogelijkheid om vijf verschillende drukniveaus te gebruiken. De intensiteit wordt gemeten in de medische drukeenheid mmHg. Elke staaf op het drukdisplay komt overeen met 25mmHg (20/45/70/95/120mmHg). Om de intensiteit te verhogen of te verlagen kunt u tijdens het gebruik de aan/uit-knop (E) gebruiken. Druk er kort op om de intensiteit aan te passen.
- g. In geval van nood of om uw sessie te beëindigen: Als u de aan/uit-schuifknop (D) aan de zijkant op uit zet, wordt de druk onmiddellijk opgeheven. Gebruik deze functie in noodsituaties of wanneer u de laarzen weer wilt opbergen.

Algemene opmerking: Als u tijdens het gebruik de drukintensiteit of de massagemodus wijzigt, kan het tot 60 seconden duren voordat de weergave van beide bedieningseenheden overeenkomt.



Istruzioni di sicurezza

- a Utilizzare il prodotto solo sulle gambe.
- a Non utilizzare in presenza di ferite aperte sulle gambe o sui piedi.
- a Non coprire le fessure di ventilazione sull'unità di controllo.
- a Non tenere oggetti appuntiti vicino al prodotto.
- a Non utilizzare il prodotto durante il sonno.
- a Non utilizzare in prossimità di microonde o altri dispositivi ad alta frequenza.
- a In caso di dolore o altre controindicazioni, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- a Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone di età inferiore ai 18 anni devono essere sorvegliate durante l'uso.
- a Non inserire oggetti elettricamente conduttivi nelle aperture del dispositivo.
- a Non utilizzare come ausilio o sostituto di un trattamento medico senza consultare un medico.
- a Non immergere l'apparecchio in acqua.
- a Tenere i liquidi lontani dalle fessure di ventilazione e dai pulsanti di comando.
- a Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, bambini e animali domestici.
- a Proteggere l'apparecchio da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- a Se l'umidità penetra nell'apparecchio, spegnerlo immediatamente e, se necessario, staccare la spina dalla rete elettrica.
- a Se necessario, staccare la spina dalla presa di corrente.
- a Non rimuovere le viti e non tentare di smontare l'apparecchio.
- a Non cedere l'apparecchio a terzi senza le istruzioni per l'uso.
- a Qualsiasi uso improprio invalida la garanzia.

Controindicazioni

Fondamentalmente esistono indicazioni difficili che escludono l'uso del dispositivo e controindicazioni per le quali il dispositivo non è adatto. e controindicazioni per le quali è necessario decidere individualmente se il dispositivo possa o meno essere utilizzato. Se uno o più di questi punti si applicano a voi si consiglia di consultare prima il proprio medico:

- a Arrossamento
- a Gonfiore
- a Dolore acuto
- a Osteoporosi
- a Assunzione di farmaci anticoagulanti (fluidificanti del sangue)
- a Superfici cutanee aperte, infiammate o infette
- a Fratture recenti
- a Aumento della tendenza al sanguinamento, tendenza alla formazione di ematomi (formazione di lividi)
- a Tendenza all'embolia
- a Pacemaker (HSM, PM)
- a Fibromialgia
- a Malattie reumatiche
- a Sostituzione delle articolazioni
- a Malattie tumorali
- a Gravidanza
- a Edema polmonare acuto
- a Tromboflebite acuta
- a Infezioni acute
- a Insufficienza cardiaca congestizia acuta
- a Trombosi venosa profonda
- a Episodi di embolia polmonare



Istruzioni per l'uso

- A** Visualizzazione dello stato della batteria
- B** Sostituzione della batteria
- C** Modalità massaggio
- D** cursore di accensione/spegnimento
- E** Pulsante di accensione
- F** Indicatore di pressione
- G** Stato di carica
- H** Collegamento USB-C

1. Prima del funzionamento

- a. Controllare che tutte le parti non siano danneggiate.



- b. I BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS sono costituiti da un Bootdestra e una sinistra. Entrambe le Boots hanno una propria unità di controllo. Caricare completamente entrambe le batterie prima di utilizzarle per la prima volta. A tale scopo, è possibile staccare le batterie dall'unità di controllo premendo il pulsante B (cambio batteria). Sul fondo delle batterie è presente una porta USB-C che è possibile collegare con il cavo di ricarica in dotazione. Per collegare le batterie alla rete elettrica e caricarle, utilizzare un alimentatore USB 5V-2A convenzionale (tempo di ricarica: circa 1,5 ore). La batteria è completamente carica quando tutti e 4 i LED della batteria si accendono in modo continuo.
- La batteria deve essere ricaricata quando il primo LED lampeggia durante il funzionamento. Se si desidera controllare lo stato della batteria nel frattempo, è possibile farlo tenendo premuto il tasto G (stato di carica). Ogni LED acceso corrisponde al 25% di carica della batteria.

2. Avvio

- a. Aprire le cerniere e mettere gli stivali sulle gambe uno dopo l'altro. Attenzione: Durante il funzionamento, tutte le cerniere devono essere sempre completamente chiuse. Trovare una posizione comoda per l'uso, seduta o sdraiata. Per verificare il funzionamento, gli stivali possono essere gonfiati una volta senza le gambe. In seguito, si consiglia di utilizzarli sempre con le gambe. I gonfiaggi a vuoto riducono la durata degli stivali e della pompa.
- b. Avvio dell'unità di controllo: Per avviare una delle unità di controllo, spostare il cursore di accensione/spegnimento (D) sul lato di un'unità in posizione di accensione. Quando l'unità è accesa, l'indicatore di stato della batteria (A) e il pulsante di accensione (E) si illuminano. Eseguire questa procedura su entrambe le unità di controllo, una dopo l'altra. A questo punto le due unità si accoppiano automaticamente. In seguito, il funzionamento può essere effettuato tramite una delle unità di controllo. L'unità di controllo che può essere utilizzata per il funzionamento sincrono di entrambe le unità dopo l'accoppiamento è riconoscibile dal pulsante di accensione che lampeggia lentamente.
- c. Stabilire l'accoppiamento manualmente: Se le due unità non si trovano automaticamente, è possibile accoppiarle manualmente. A tal fine, tenere premuto il

pulsante di accensione (E) di un'unità di controllo per almeno 5 secondi. L'inizio del processo di accoppiamento si riconosce quando il display della pressione inizia a scorrere su e giù. Non appena questo stato è stato stabilito su un'unità, ripetere la procedura sulla seconda. Non importa da quale lato si inizia. Una volta completato l'accoppiamento, gli indicatori di pressione si accenderanno di nuovo normalmente. L'unità di controllo che può essere utilizzata per azionare entrambe le unità contemporaneamente dopo l'accoppiamento è indicata da un pulsante di accensione (E) che lampeggia lentamente.

- d. Impostazione della modalità di massaggio: La modalità di massaggio determina l'ordine di riempimento delle cinque camere d'aria e la durata del mantenimento della pressione in esse. Il pulsante della modalità di massaggio (C) consente di scegliere tra tre diverse modalità. Ogni modalità ha un colore diverso, che viene visualizzato tramite il pulsante della pulsante di accensione (E). Per ulteriori informazioni sulle modalità, vedere „Modalità di massaggio“.
- e. Avviare o interrompere il massaggio: Premere brevemente il pulsante di accensione (E) per avviare il massaggio a compressione. Per interrompere il massaggio, tenere premuto il pulsante di accensione (E) per 2 secondi o spostare il cursore di accensione/spegnimento (D) in posizione off.
- f. Regolazione dell'intensità della pressione: È possibile utilizzare cinque diversi livelli di pressione. L'intensità è misurata nell'unità di pressione medica mmHg. Ogni barra sul display della pressione corrisponde a 20 mmHg (40/60/80/100/120 mmHg). Per aumentare o diminuire l'intensità, è possibile utilizzare il pulsante di accensione (E) durante il funzionamento. Premerlo brevemente per regolare l'intensità.
- g. In caso di emergenza o per terminare la sessione: Impostando il cursore On/Off (D) sul lato su Off, la pressione viene rilasciata immediatamente. Utilizzare questa funzione in situazioni di emergenza o quando si desidera memorizzare nuovamente gli stivali.

Nota generale: se si cambia l'intensità della pressione o la modalità di massaggio durante il funzionamento, potrebbero essere necessari fino a 60 secondi perché il display di entrambe le unità di controllo corrisponda.

Applicazione

Le BLACKROLL® COMPRESSION BOOTS possono essere utilizzate per alleviare temporaneamente i muscoli doloranti e aumentare temporaneamente la circolazione nelle gambe e nei piedi. L'applicazione è possibile sia prima che dopo lo sport o per il recupero generale delle gambe affaticate. Per attivare i muscoli, si consigliano sessioni di 10-30 minuti. Per la rigenerazione (ad esempio, dopo lo sport) si consiglia di utilizzare gli stivali per almeno 30 minuti. La durata massima dell'utilizzo dipende dalle sensazioni personali.

Modalità di massaggio

Le tre modalità di massaggio sono programmate per un tempo standard di 30 minuti. Se si desidera prolungare il tempo di applicazione, premere nuovamente il pulsante di accensione (E) dopo 30 minuti. Prima dell'inizio di ogni modalità di massaggio, viene eseguito un ciclo di pre-gonfiaggio di entrambi gli stivali. Gli stivali si adattano al diametro della gamba.

Le diverse modalità di massaggio funzionano come un drenaggio linfatico effettuato da un fisioterapista professionista. Le cinque camere d'aria creano una compressione con successivo rilassamento in sequenze specifiche, partendo sempre dai piedi verso il centro del corpo. Dopo aver raggiunto le camere più alte e aver così completato un ciclo, si ha una breve fase di riposo. Il ciclo ricomincia quindi dall'inizio. Questo processo si ripete fino al raggiungimento della durata standard di 30 minuti.

Modalità massaggio blu

Il programma blu è il programma standard per la rigenerazione. Le camere si riempiono d'aria una dopo l'altra, dal basso verso l'alto. Solo quando l'ultima camera è stata riempita, le camere si svuotano di nuovo.

Questo programma è particolarmente efficace per favorire la rimozione dei liquidi e del lattato accumulati.

Durata consigliata: 30-60 minuti

Modalità massaggio verde

In modalità verde, la camera più bassa si riempie in modo pulsante per 4 volte e poi l'aria viene trattenuta. Poi si prosegue con la seconda, la terza e la quarta camera. Una volta riempita la quarta camera, la prima si svuota e la quinta si riempie. Successivamente, tutte le camere si svuotano.

Questo programma è particolarmente efficace per aumentare la circolazione sanguigna. È possibile utilizzare questa modalità di massaggio sia dopo che prima di un allenamento.

Durata consigliata: 15-60 minuti

Modalità massaggio giallo

Nella modalità gialla, le prime tre camere si riempiono una dopo l'altra. Poi la prima camera si sgonfia e la quarta si riempie. Poi la quinta camera si riempie e la terza si svuota. Poi tutte le camere si svuotano e si riempiono di nuovo una dopo l'altra.

Questo programma combina le caratteristiche delle modalità verde e blu in una sola. Si tratta quindi di un programma versatile.

Durata consigliata: 30-60 minuti

Pulizia

Non pulire la batteria mentre è in carica. Non utilizzare acqua per pulire il dispositivo, ma solo un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi corrosivi. Le parti in tessuto non sono adatte al lavaggio in lavatrice.

Specifiche tecniche

Batteria:	Batteria agli ioni di litio ricaricabile e rimovibile da 1000 mAh.
Ricarica:	Presa di ricarica USB-C
Tensione nominale:	DC7.4V
Corrente nominale:	25W
Pressione:	40-120 mmHg
Peso netto:	2,5 kg (per coppia)
Standby:	60 minuti (a livello di pressione medio)
Tempo di ricarica della batteria:	1,5h
Livello di rumore:	≤55dB

Smaltimento

L'unità contiene componenti elettronici e una batteria. Non deve essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite in siti designati dal governo.



Esclusione di responsabilità

L'unità viene utilizzata per l'esercizio fisico a proprio rischio e pericolo. Si raccomanda di consultare un fisioterapista, un terapeuta manuale, un massaggiatore o un medico specialista in caso di forti dolori prima o dopo l'automassaggio o di lesioni ricorrenti.

Garanzia

Il venditore concede all'acquirente, se è un consumatore, la garanzia legale in conformità ai requisiti di legge per un periodo di 2 anni dall'acquisto dell'articolo. Gli obblighi di garanzia del Venditore sono inizialmente limitati all'adempimento successivo, per cui il Venditore è libero di scegliere se consegnare un articolo privo di difetti o riparare l'articolo difettoso. Se l'adempimento successivo non va a buon fine, l'acquirente ha diritto alle ulteriori rivendicazioni previste dalla legge. Il venditore respinge le richieste di garanzia per danni causati da incidenti, uso palesemente errato, uso improprio o trasporto improprio; verificatisi a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato; verificatisi a seguito di uso e manipolazione non conformi alle istruzioni per l'uso; verificatisi a seguito di manipolazione impropria dell'articolo acquistato. Sono inoltre escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, nonché la responsabilità per altri danni basati su una violazione intenzionale o per grave negligenza dell'obbligo da parte del venditore, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari. Resta impregiudicata anche la responsabilità per le violazioni di obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza l'acquirente può regolarmente fare affidamento. In caso di violazione lievemente colposa di tali obblighi contrattuali, il Venditore risponde solo dei danni prevedibili tipici del contratto, a meno che non si tratti di richieste di risarcimento danni da parte del Cliente per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.